

Ladysoft®

Gleitgel

Gebrauchsanweisung · Instructions for use

Gleitgel · Lubricant
Gel Lubrifiant · Gel Lubrificante
Gel Lubricante · Gel Lubrificante
Yağ Jel · Żel Intymny
Гель-смазка · 潤滑凝膠
جل تزليق ليدي سوفت



Made in Germany

M E D E S  G N
Dietramszell · Dubai · München

Inhaltsverzeichnis / Contents

Deutsch	4
English	6
Français	8
Italiano	10
Español	12
Português	14
Türkçe	16
Polski	18
Русский	20
中文	22
يبرع	24

Ladysoft® Gleitgel

Rund ein Drittel aller Frauen leidet unter mangelnder Bildung von Feuchtigkeit im Scheideneingang. Eine mögliche Ursache von Schmerzen beim Intimverkehr. Erfahrene Gynäkologen empfehlen deshalb Patientinnen Ladysoft® als Feuchtigkeitsgel, um mangelnde Lubrikation auszugleichen. Auf natürliche Weise können Sie so den Intimverkehr ohne Beeinträchtigung erleben. Auch die Verwendung von Kondomen wird mit Ladysoft® leichter und angenehmer. Ladysoft® hat eine ausgezeichnete Gleitwirkung, ist fettfrei und somit dem Verwendungsbereich optimal angepasst.

Besondere Eigenschaften von Ladysoft®

Ladysoft® kann ohne Bedenken über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Es greift nicht in Ihren Hormonhaushalt ein und ist besonders hautverträglich. Es hat keine empfängnisverhütende Wirkung. Andere fetthaltige Mittel, wie Hautcremes, Lotions usw. sollten als Lubrikativa keinesfalls verwendet werden. Im Gegensatz zu Ladysoft® bleiben diese auf der Schleimhaut haften und können Irritationen (Hautreizungen) hervorrufen. Ladysoft® greift nicht das empfindliche Material von Kondomen an. Ladysoft® ist absolut neutral, dem pH-Wert der Scheide angepasst, fettfrei und hinterlässt keine Flecken.

Anwendung

Ladysoft® wird äußerlich, vor dem Intimkontakt, mit den Fingerkuppen in einer dünnen Schicht im Scheideneingang verteilt. Bei der Verwendung von Kondomen reicht eine leichte Benetzung der Kuppe. In den meisten Fällen genügen 1 bis 2 Tropfen. Bei der Verwendung von Pessaren, Femcon Vaginalkonusen oder Fembowls zur Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur erleichtert Ladysoft® die Einführung der Konen bzw. Kugeln. Der Trainingserfolg wird deutlich verbessert.

Hinweis



Ladysoft® sollte nicht angewendet werden bei Schmerzen oder Rötungen im Scheidenvorhof oder im Bereich der Schamlippen. In solchen Fällen sollte ein Gynäkologe zu Rate gezogen werden. Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt.



Verwendbar bis



Artikelnummer (MED...)



Chargenbezeichnung



Achtung



Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



Ein Patient – Mehrfachanwendung



Medizinprodukt



CE-Zeichen mit Identifikationsnummer der benannten Stelle

Ladysoft® Lubricant

About one third of all women suffer from insufficient formation of moisture at the vaginal entrance which may be one cause for pain during sexual intercourse. Experienced gynecologists therefore recommend Ladysoft® as moisturizing gel in order to compensate for insufficient lubrication. This is a natural way for you to experience unimpaired sexual intercourse. The use of condoms also becomes easier and more comfortable. Ladysoft® has an excellent lubricating effect, is fat-free and optimally adapted to the application area.

Special Properties of Ladysoft®

Ladysoft® can be safely used over a long period of time. It does not interfere with your hormonal balance and is particularly skin-friendly. It has no contraceptive effect. Other fat-containing products, such as skin creams, lotions, etc., should by no means be used as lubricants. Contrary to Ladysoft® these products may stick to the mucous membranes and cause irritations (of the skin). Ladysoft® does not attack the sensitive material of condoms. Ladysoft® is absolutely neutral, fat-free, and leaves no stains.

Application

Before intercourse apply a thin layer of Ladysoft® to the vaginal entrance with your fingertips. When using a condom, a slight wetting of its tip is sufficient. One to two drops will suffice in most cases. When using pessaries, Femcones, or Fembowls in order to strengthen the pelvic floor muscles, Ladysoft® facilitates introduction of the cones or pessaries. This will substantially improve training results.

Note



Ladysoft® should not be used if patients complain of pain or redness in the vestibule of the vagina or in the labia area. In these cases a gynecologist should be consulted. Side effects have so far not been reported.



Usable until



LOT



Date of construction



Producer



Medical device



Item number (MED...)



Attention



Read and follow the instructions for use



Single patient – multiple use



CE-mark with identification number of the notified body

Gel intime lubrifiant Ladysoft®

Environ un tiers des femmes souffre d'une formation insuffisante d'humidité à l'entrée du vagin. Cela peut être une cause éventuelle de l'apparition de douleurs au cours des rapports sexuels. C'est pourquoi des gynécologues expérimentés conseillent à leurs patientes d'utiliser Ladysoft® en tant que gel intime pour compenser l'effet lubrifiant insuffisant. Vous pourrez ainsi avoir des rapports sexuels de manière naturelle et sans préjudices. L'emploi de préservatifs est également plus aisé et plus agréable avec Ladysoft®. Ladysoft® se distingue par un excellent effet lubrifiant, est non gras et s'adapte ainsi parfaitement à ce domaine d'application.

Propriétés particulières de Ladysoft®

Ladysoft® peut être utilisé sans risque sur une longue période. Il n'intervient pas dans votre équilibre hormonal et est très doux. Il n'a pas d'effet contraceptif. Il ne faut en aucun cas utiliser d'autres produits gras, comme les crèmes pour la peau, les lotions etc. en tant que lubrifiants. Contrairement à Ladysoft®, ces produits restent coller à la muqueuse et peuvent provoquer des irritations. Ladysoft® n'agresse pas le matériau sensible dans lequel les préservatifs sont fabriqués. Ladysoft® est entièrement neutre, adapté au pH du vagin, non gras et ne tache pas.

Application

Répartir une couche fine de Ladysoft® de l'extérieur à l'entrée du vagin, avec le bout des doigts, avant le contact sexuel. Si vous utilisez des préservatifs, il suffit d'humecter le bout avec le produit. Dans la plupart des cas, 1 à 2 gouttes suffisent. En cas d'utilisation de pessaires, de cône vaginal Femcon ou de boules Fembowl destinés à fortifier la musculature du plancher pelvien, Ladysoft® facilite l'introduction de ces cônes ou boules. L'effet d'exercice en sera nettement amélioré.

Conseil



Il ne convient pas d'utiliser Ladysoft® en cas de douleurs ou de rougeurs dans le vestibule du vagin ou dans la zone des lèvres vulvaires. Dans ces cas, il convient de consulter un gynécologue. Aucun effet secondaire n'a été constaté jusqu'ici.



Date limite d'utilisation



Numéro d'article (MED...)



Désignation de lot



Attention



Date de fabrication



Se conformer au mode d'emploi



Fabricant



Patient unique – usage multiple



Dispositif médical



Marquage CE avec numéro d'identification du service concerné

Ladysoft® gel lubrificante

Circa un terzo delle donne soffre di scarsa formazione di umidità nell'ingresso vaginale, cosa che rappresenta una possibile causa di dolore nel contatto intimo. Ginecologi esperti consigliano perciò alle loro pazienti Ladysoft® come gel umidificante per compensare la scarsità di lubrificazione. Potrete così vivere il contatto intimo in modo naturale senza pregiudicarlo. Anche l'uso di preservativi diventa con Ladysoft® più facile e piacevole. Ladysoft® ha un effetto lubrificante eccellente, è privo di grasso e adattato con ciò in modo ottimale alla zona di applicazione.

Le particolari caratteristiche di Ladysoft®

Ladysoft® può essere usato senza timore per un lungo periodo di tempo. Non influenza l'economia generale dei Vostri ormoni ed è particolarmente ben tollerabile dal punto di vista dermatologico. Non ha un effetto contraccettivo. Altre sostanze a contenuto di grasso, come creme per la pelle, lozioni ecc. non andrebbero assolutamente usati come lubrificanti. Al contrario di Ladysoft® queste aderiscono alla mucosa e possono causare irritazioni della pelle. Ladysoft® non attacca il materiale delicato dei preservativi. Ladysoft® è del tutto neutro, è adattato al valore pH della vagina, è privo di grasso e non lascia macchie.

Applicazione

Ladysoft® si distribuisce esternamente, prima del contatto intimo, con le punte delle dita in uno strato sottile nell'ingresso della vagina. Con l'uso di preservativi basta umidificare leggermente la punta delle dita. Nella maggior parte dei casi bastano da 1 a 2 gocce. Con l'uso di pessari, dei coni vaginali Femcon o di Fembowls per rafforzare la muscolatura del fondo del bacino Ladysoft® facilita l'introduzione dei coni o delle sfere. Il training ne trae un effetto notevolmente migliore.

Riferimento



Ladysoft® non si dovrebbe usare in caso di dolori o di arrossamento nell'atrio vaginale o nell'area delle labbra. In tali casi si dovrebbe consultare un ginecologo. Effetti collaterali non sono finora conosciuti.



Da utilizzarsi entro il



Numero articolo (MED...)



Numero di lotto



Attenzione



Data di fabbricazione



Prestare attenzione alle istruzioni per l'uso



Fabbricante



Singolo paziente – uso multiplo



Dispositivo medico



0483

Simbolo CE con numero di identificazione del centro interessato

Gel lubricante Ladysoft®

Aproximadamente una de tres mujeres padece de una falta de producción de la secreción lubricante en la entrada de la vagina. Esta es una posible causa de dolores al realizar el acto sexual. Ginecólogos con experiencia por esta razón recomiendan a pacientes Ladysoft® como gel lubricante para compensar la falta de lubricación. De este modo, Vd. podrá experimentar el acto sexual de forma natural y sin perjuicios ningunos. El uso de condones con Ladysoft® resultará del mismo modo más fácil y más agradable. Ladysoft® dispone de un efecto lubricante extraordinario, no contiene grasa en absoluto, por lo que resulta estar óptimamente adaptado al campo de aplicación.

Las propiedades particulares de Ladysoft®

La aplicación de Ladysoft® podrá realizarse durante un período de tiempo prolongado, sin ninguna clase de reparos. No interviene en el balance hormonal del cuerpo y consta de una tolerancia dermatológica muy elevada. No tiene ningunos efectos anticonceptivos. Otros productos grasos, como cremas para la piel, lociones, etc., no deberán utilizarse nunca como lubricantes. Al contrario de Ladysoft®, estos productos permanecen en la mucosa y pueden causar en consecuencia irritaciones (irritación de la piel). Ladysoft® no ataca al material sensible de los condones, Ladysoft® es absolutamente neutral, está adaptado al valor pH de la vagina, no contiene grasa en absoluto y no deja manchas.

Aplicación

Ladysoft® es para la aplicación exterior. Antes de realizar el acto sexual se aplicará una película fina en la entrada de la vagina con las yemas de los dedos. Al utilizar condones, será suficiente aplicar el gel lubricante ligeramente sobre la punta del condón. En la mayoría de los casos bastarán de una a dos gotas. Al utilizar pesarios, conos vaginales Femcon o Fembowls para el fortalecimiento de la musculatura inferior de la pelvis, Ladysoft® facilitará la introducción de los conos y de las bolas respectivamente. Los resultados del entrenamiento se mejorarán evidentemente.

Indicio



Ladysoft® no deberá aplicarse en caso de dolores o irritaciones en el vestíbulo vaginal y en la zona de los labios vaginales. En tales casos deberá consultarse un ginecólogo. No se conocen efectos secundarios hasta el momento.



Fecha de caducidad



Denominación de lote



Fecha de fabricación



Fabricante



Dispositivo médico



Número de artículo (MED...)



Atención



Observar el manual de instrucciones



Paciente única – uso múltiple



Distintivo CE con número de identificación del organismo notificado

Ladysoft® Gel Lubrificante

Aproximadamente um terço das mulheres sofre de falta de umidade vaginal. Esta é uma das possíveis causas das dores durante a relação sexual. Os experientes ginecologistas recomendam o gel para as pacientes compensarem essa falta de lubrificação. A senhora pode experimentar uma relação sexual de uma maneira natural sem causar lesões. Também o uso do preservativo tornam-se mais fácil e agradável com o uso do Ladysoft®. Ladysoft® tem uma excelente ação lubrificante, não é gorduroso e é facilmente adaptável.

Qualidades especiais do Ladysoft®

Ladysoft® pode ser usado sem hesitação durante o tempo que for necessário. Ele não ataca o sistema hormonal e é compatível com a pele. Não tem nenhum efeito anticoncepcional. Outros tipos de produtos gordurosos como: cremes para pele, loções e assim por diante, não devem ser usados como lubrificantes. Ao contrário do Ladysoft®, esses produtos permanecem sobre a mucosa, causando com isso irritação da pele. O Ladysoft® não ataca o material sensível do preservativo. O Ladysoft® é absolutamente neutro, adaptado ao pH natural da vagina, não é gorduroso e não deixa manchas.

Aplicação

Ladysoft® é usado na parte externa, antes do contato sexual; com a ponta do dedo, distribuir uma camada fina na entrada da vagina. Quando usando juntamente com o preservativo, basta passar levemente o produto na ponta do mesmo. Sendo suficiente apenas 1 ou 2 gotas. Utilizado respectivamente com Pessaren, Femcon cone vaginal ou Fembowls para fortalecimento da pélvis, o Ladysoft® facilita a introdução do cone ou da esfera. Os resultados dos treinamentos podem ser facilmente melhorados.

Referência



O Ladysoft® não deve ser usado em caso de dor ou irritação na entrada da vagina ou nos lábios vaginais. Em casos semelhantes consultar um ginecologista. Até o presente não são conhecidos efeitos colaterais.



Uso por



Número de lote



Data de fabricação



Fabricante



Aparelho médico



Número de artigo (MED...)



Atenção



Nota Instruções de uso



Paciente único – uso múltiplo



CE marcado com o número de identificação o organismo notificado

Ladysoft® Kayganlaştırıcı Jel

Kadınların yaklaşık olarak üçte biri, vajina ağzındaki ıslaklık oluşumunun yetersiz olmasından şikâyetçidir. Bu durum, cinsel ilişki sırasında acıya neden olabilir. Bu nedenle, tecrübeli jinekologlar hastalarına, yetersiz kayganlığı dengelemek için nemlendirici jel olarak Ladysoft® kullanmalarını önerir. Böylece, cinsel ilişkiyi doğal ve kısıtlamasız bir şekilde yaşayabilirler. Ladysoft® sayesinde prezervatif kullanımı da daha kolay ve daha hoş olur. Ladysoft® mükemmel bir kayganlık etkisine sahiptir, yağ içermez, dolayısıyla kullanım alanına optimum şekilde uyarlanmıştır.

Ladysoft® jelin kendine özgü özellikleri

Ladysoft® sorunsuzca, uzun süreli olarak kullanılabilir. Hormon dengeniz üzerinde bir değişiklik yaratmaz ve son derece cilt dostudur. Gebe kalmayı önleyici herhangi bir etkisi yoktur. Cilt kremleri, losyonlar vb. yağ içeren diğer maddeler asla kayganlaştırıcı olarak kullanılmamalıdır. Ladysoft® jelin aksine bunlar mukozaya yapışıp kalır ve irritasyona (cilt tahrişine) yol açabilir. Ladysoft®, prezervatiflerin hassas malzemesine zarar vermez, kesinlikle nötrdür, vajinanın pH değerine uyarlanmıştır, yağ içermez ve leke yapmaz.

Kullanım şekli

Ladysoft®, cinsel ilişkiden önce, dıştan, parmak uçlarıyla, vajina girişine ince bir tabaka hâlinde yayılır. Prezervatifle kullanıldığında penis başının jelle hafifçe ıslatılması yeterlidir. Çoğu durumda 1 veya 2 damla yeterli olur. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi için peser, Femcon vajinal koni veya Fembowl kullanımı sırasında Ladysoft®, koni veya topçukların yerleştirilmesini kolaylaştırır. Alıştırmanın başarısı belirgin bir şekilde artar.

Not



Ladysoft®, vajina ağzında veya vajina dudakları bölgesinde ağrı veya kızarma varsa kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda bir jinekologa danışılmalıdır. Şimdiye kadar herhangi bir yan etkisi görülmemiştir.



Son kullanma tarihi



Son kullanma tarihi



Üretim tarihi



Üretici



Tıbbi cihaz



Ürün numarası (MED...)



Dikkat



Kullanma talimatlarına uyun



Tek hasta – çoklu kullanım



0483

Yetkili makamin tanıtım numarasını içeren CE işareti

Ladysoft® żel intymny

Jedna trzecia kobiet skarży się na niewłaściwe nawilżenie okolicy wejścia pochwy. Może to skutkować bolesnością podczas stosunku seksualnego. Dlatego doświadczeni ginekolodzy zalecają swoim pacjentkom stosowanie nawilżającego żelu Ladysoft®, który wspomaga lubrykację. W taki naturalny sposób można ponownie w pełni czerpać radość z pożycia płciowego. Korzystanie z prezerwatyw z równoczesnym zastosowaniem żelu Ladysoft® staje się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Ladysoft® ma doskonałe właściwości poślizgowe, jest produktem beztłuszczowym, a tym samym optymalnie dostosowanym do okolic, w których nastąpi aplikacja.

Niezwykłe właściwości żelu Ladysoft®

Nie ma żadnych przeciwwskazań do dłuższego stosowania żelu Ladysoft®. Nie wpływa on na Twoją gospodarkę hormonalną i jest niezwykle przyjazny dla skóry. Nie jest środkiem antykoncepcyjnym. W żadnym wypadku nie należy stosować do nawilżania okolic intymnych innych środków zawierających tłuszcze, np. balsamy do ciała, lotiony itp. W przeciwieństwie do Ladysoft® ich osad pozostaje na błonie śluzowej, mogąc wywołać podrażnienia skóry. Ladysoft® nie narusza w żaden sposób delikatnego materiału prezerwatywy, jest absolutnie neutralnym produktem, którego wartość pH dostosowano do odczynu panującego w pochwie, nie zawiera tłuszczów i nie pozostawia żadnych plam.

Zastosowanie

Ladysoft® należy nakładać zewnątrz przed kontaktem intymnym, rozsmarowując opuszkami palców cienką warstwę żelu u wejścia pochwy. W przypadku użycia prezerwatywy wystarczy lekkie zwilżenie jej wierzchołka. Zazwyczaj wystarczy użyć 1-2 kropli produktu. W przypadku stosowania pessarów, stożków dopochwowych Femcon lub Fembowls do wzmacniania mięśni dna miednicy żel Ladysoft® ułatwia wprowadzanie stożków lub kulek, a to znacznie poprawia skuteczność ćwiczeń.

Wskazówka



Nie należy stosować żelu Ladysoft® w razie występowania bólu lub zaczerwienienia w przedsionku pochwy lub w okolicach warg sromowych. W takich przypadkach należy skonsultować się ze swoim ginekologiem. Do tej pory nie są znane żadne skutki uboczne.



Data ważności



Numer artykułu



Oznaczenie partii



Uwaga



Data produkcji



Przestrzegać instrukcji użycia



Producent



Jeden pacjent – wielokrotnego użytku



Urządzenie medyczne



0483

Znak CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej

Ladysoft® Гель-смазка

Около трети всех женщин страдает от недостаточного увлажнения в области входа во влагалище. Это является одной из возможных причин болевых ощущений во время полового акта. Поэтому опытные гинекологи, чтобы компенсировать недостаточную смазку, рекомендуют своим пациенткам увлажняющий гель Ladysoft®. Он позволяет осуществить половой акт естественным образом, без снижения качества ощущений. Гель Ladysoft® делает половой акт легче и приятней и при использовании презервативов. Ladysoft® обладает отличным скользящим эффектом, не содержит жировых компонентов и тем самым оптимально подходит для целей своего применения.

Специфические свойства Ladysoft®

Ladysoft® без каких-либо опасений можно использовать на протяжении длительного времени. Гель не влияет на гормональный баланс и не оказывает вредного воздействия на кожные покровы. Он не обладает контрацептивным эффектом. Жиросодержащие средства, такие как кожные кремы, лосьоны и т. д. ни в коем случае нельзя использовать в качестве смазок. В отличие от Ladysoft®, они долго сохраняются на слизистых оболочках и могут вызывать раздражения (раздражения кожи). Ladysoft® не повреждает чувствительный к внешним воздействиям материал презервативов. Гель является абсолютно нейтральным, соответствующим pH влагалища, не содержит жировых компонентов и не оставляет после себя пятен.

Применение

Перед половым контактом тонкий слой геля Ladysoft® наносят кончиком пальца снаружи в области входа во влагалище. При использовании презерватива достаточно слегка увлажнить гелем его верхушку. В большинстве случаев хватает 1-2 капель. При использовании спиралей, вагинальных конусов –Femcon или вагинальных шариков Fembowls (для укрепления мышц тазового дна) гель Ladysoft® облегчает введение конусов или шариков. При этом результаты тренировок существенно улучшаются.

Примечание



Ladysoft® не следует применять при болях или покраснении в области преддверия влагалища или половых губ. В таких случаях необходимо обратиться за советом к гинекологу. Побочные эффекты на сегодняшний день не известны.



Годен до



Номер партии



Дата изготовления



Производитель



медицинский прибор



Артикулярный номер (MED...)



Внимание!



Принять к сведению информацию в инструкции по применению



Один пациент – многоразовое использование



CE₀₄₈₃

Код ЕС с идентификационным номером уполномоченного органа сертификации

Ladysoft® 润滑剂

大约有三分之一的女性备受阴道干涩的困扰，在润滑不足的情况下进行性生活，可能还会导致疼痛。为此经验丰富的妇科医生都会建议病人使用Ladysoft®润滑剂，增加阴道的湿润度。Ladysoft®让您的性生活和谐自然。Ladysoft®方便避孕套的使用。Ladysoft®不含油脂，具有优异的润滑效果，是您性生活的最佳伴侣。

Ladysoft® 润滑剂的特性

您可以放心地长时间使用Ladysoft®。它不会破坏您的荷尔蒙平衡，不会引起皮肤过敏。Ladysoft®没有避孕效果。其它油性润肤霜，如护肤霜、乳液等不应该被当作润滑剂使用。油脂物质会粘贴，从而刺激皮肤引起过敏。Ladysoft®水溶性润滑剂不会溶解乳胶避孕套，绝对中性，调节阴道内的pH值，不含油脂，也不会污染衣物。

Ladysoft® 润滑剂的使用说明

Ladysoft® 润滑剂只能外用。性交之前，用指尖在阴道外部轻轻涂抹薄薄的一层即可。使用避孕套时，只需在套头轻微润滑。多数情况下，一次使用1~2滴。与子宫托以及加强骨盆底部肌肉的Femcon阴道按摩锥或训练球同时使用时，Ladysoft® 的润滑效果更佳，可帮助更加轻松地将圆锥和球体送入体内，明显提高练习效果。

注意事项



阴道或阴唇区域疼痛或红肿时不宜使用Ladysoft® 润滑剂。出现这种情况，应去咨询妇科医生。强行使用的副作用尚不明确。



进出口



批号



制造日期



生产厂家



医疗设备



模型 (MED...)



慎重



使用说明



单身患者-多次使用



符合欧盟标准

يتم إضفاء ليدي سوفت خارجيا قبل الاتصال الجنسي من خلال توزيعه بأنامل الأصابع على هيئة طبقة رقيقة في نطاق مدخل المهبل ويكون من الكافي عند استخدام رفال واقي (كندوم) أن يتم وضع مقدار قليل من ليدي سوفت على قمة الرفال الواقي (الكندوم). وفي غالبية الحالات يكفي إضفاء قطرة واحدة او قطرتين. وعند استخدام فرجة او مخاريط مهبلية فيمكنون او كرات من اجل تقوية عضلات قاع الحوض فان ليدي سوفت يسهل ادخال المخاريط او الكرات وسوف يتحسن تحقيق النجاح من خلال التدريب بقدر واضح.



تنبيه

يجب عدم استعمال ليدي سوفت في حالة وجود آلام أو احمرار في ردهة المهبل أو في نطاق الشفرين. وفي مثل هذه الحالات يجب استشارة طبيب أمراض نساء في هذا الشأن. وجود أية آثار جانبية غير معروفة حتى الآن.

رقم المنتج (MED...)



صالح للاستخدام حتى



تنبيه



الدفعة



اقرأ واتبع إرشادات الاستخدام



تاريخ التصنيع



مريض واحد - استخدامات متعددة



المنتج



علامة الجودة الأوروبية مع رقم تعريف
الجهة التي تم إبلاغها



جهاز طبي



لث كافة السيدات تقريبا يعاني من نقص تكوين الرطوبة في نطاق مدخل المهبل. وهذا ما يعد احد الأسباب المحتملة التي تؤدي إلى إحداث آلام عند المعاشرة الجنسية. لذلك فإن أطباء أمراض النساء ذوي الخبرة ينصحون السيدات الموجودات تحت اشرافهم الطبي باستخدام ليدي سوفت كجل ترطيب، وذلك لمعادلة نقص التزيق الموجود. وبهذا يكون في إمكانكم معايشة المعاشرة الجنسية بصورة طبيعية وبدون وجود ما يؤثر عليها بصورة سلبية. إن استخدام الرفال الواقي (الكندوم) مع ليدي سوفت سوف يكون أكثر سهولة وإمتاعا أيضا. ليدي سوفت له فعالية تزيق ممتازة، وهو خالي من الدهون ومن خلال ذلك تتم ملاءمته بصورة مثالية لنطاق الاستعمال.

السمات المميزة الخاصة لليدي سوفت

يمكن استخدام ليدي سوفت بدون أية مخاوف على مدى فترات زمنية طويلة لأنه لا يتدخل بأي شكل في نظام إفرازات الهرمونات في جسدكم ولأنه وبصورة خاصة لا ضرر له على البشرة. وهو ليس له اي مفعول مانع للحمل. والمستحضرات الأخرى المحتوية على دهون، مثل كريمات البشرة والغسول المستعمل كمستحضر طبي او تجميلي وما إلى ذلك من المستحضرات، يجب عدم استعمالها على اي حال من الاحوال كمواد تزيق لان هذه المستحضرات، وعلى العكس من ليدي سوفت، تبقى لاصقة على الاغشية المخاطية ويمكن ان تتسبب من خلال ذلك في احداث استئارة (التهابات للجلد). لا يحدث ليدي سوفت اي ضرر بالمادة الحساسة المصنوع منها الرفال الواقي (الكندوم). ليدي سوفت محايد بصفة مطلقة ومع ذلك بحيث يكون على تلامؤم تام مع قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) الخاص بالمهبل، وهو لا يحتوي على اية دهون ولا يترك بقع.

Artikel	Inhalt	EAN-Nr.
Ladysoft Gleitgel	30 ml	4250201200013
Item	Content	EAN-No.
Ladysoft Lubricant	30 ml	4250201200013

Inhalt · Content:

1 Ladysoft Gleitgel mit Gebrauchsanweisung

1 Ladysoft Lubricant with Instructions for use

